



I COMPLEMENTI NECESSARI AL POSIZIONAMENTO

Nersa **fixatis**[®]
ELEMENTI DI FISSAGGIO



Cinghia pelvica

- ✓ 2 punti di fissaggio
- ✓ 2 regolazioni
- ✓ Sgancio a pulsante frontale metallico



CODICE	MISURA	INDICAZIONI	N° REGISTRO MINISTERO
PMD 26S	Small	Pediatric./Adolesc.	1371553
PMD 26M	Medium	Adolesc./ Adulti	1371553
PMD 26L	Large	Adulti	1371553

Dotata di cuscinetti imbottiti regolabili individualmente e protezione del pulsante imbottita

Esempio di montaggio



Dettagli tecnici



misure espresse in centimetri

CODICE	H	L
PMD 26S	6	17
PMD 26M	7	22
PMD 26L	7	27

Cinghia pelvica

- ✓ 4 punti di fissaggio
- ✓ 2 regolazioni
- ✓ Sgancio a pulsante frontale metallico



CODICE	MISURA	INDICAZIONI	N° REGISTRO MINISTERO
PMD 25S	Small	Pediatric./Adolesc.	1371551
PMD 25M	Medium	Adolesc./ Adulti	1371551
PMD 25L	Large	Adulti	1371551

Dotata di cuscinetti imbottiti regolabili individualmente e protezione del pulsante imbottita

Esempio di montaggio



Dettagli tecnici



misure espresse in centimetri

CODICE	H	L
PMD 25S	6	17
PMD 25M	7	22
PMD 25L	7	27

Cinghia divaricatrice dinamica

Favorisce l'abduzione delle gambe e se utilizzata in combinazione ad un cuscino a sagomatura anatomica contribuisce a mantenere stabile la posizione del bacino.

Grazie ai materiali con cui è realizzata stabilizza accompagnando piccoli ranges di movimenti



CODICE	MISURA	INDICAZIONI	N° REGISTRO MINISTERO
PMD 18S	Small	Pediatric./Adolesc.	46377/R
PMD 18M	Medium	Adolesc./ Adulti	52324/R
PMD 18L	Large	Adulti	52326/R

Esempio di montaggio



Dettagli tecnici

misure espresse in centimetri

CODICE	misure espresse in centimetri		
	A	B	C
PMD 18S	28	17	41
PMD 18M	33	20	49
PMD 18L	38	24	55

Cinghia pelvica

- ✓ 2 punti di fissaggio
- ✓ 2 regolazioni
- ✓ Sgancio a pressione laterale in materiale plastico

CODICE	MISURA	INDICAZIONI	N° REGISTRO MINISTERO
PMD 19XS	Extra Small	Pediatrica	46760/R
PMD 19S	Small	Adolescenti	47111/R
PMD 19M	Medium	Adolesc./ Adulti	47086/R
PMD 19L	Large	Adulti	52306/R



Dotata di cuscinetti imbottiti regolabili individualmente

Esempio di montaggio



Dettagli tecnici

misure espresse in centimetri

CODICE	H	L
PMD 19XS	4,5	12
PMD 19S	5,5	17
PMD 19M	7	22
PMD 19L	7	27

H = altezza cuscinetto imbottito
L = larghezza cuscinetto imbottito

Fissatore mesopiede imbottito con fissaggio a velcro

Fornisce supporto alla parte mediale del piede, evitandone lo scivolamento in avanti e garantisce un corretto posizionamento e fissaggio del piede sulla pedana; il fissaggio è garantito dalla chiusura a velcro




CODICE	MISURA	INDICAZIONI	N° REGISTRO MINISTERO
PMD 15CS	Small	Pediatrica	1371559
PMD 15CM	Medium	Adolesc./ Adulti	1371559
PMD 15CL	Large	Adulti	1371559

Esempio di montaggio



Dettagli tecnici



misure espresse in centimetri

CODICE	A	B
PMD 15CS	21	7
PMD 15CM	27	10
PMD 15CL	30	11

Bretellaggio a farfalla dinamico

Dotato di stabilizzatore pettorale morbido ed elastico. Favorisce la posizione del tronco e delle spalle accompagnando piccoli ranges di movimenti.




CODICE	MISURA	INDICAZIONI	N° REGISTRO MINISTERO
PMD 16XS	Extra Small	Pediatrica	1764949
PMD 16S	Small	Adolescenti	47142/R
PMD 16M	Medium	Adolesc./ Adulti	47148/R
PMD 16L	Large	Adulti	47150/R

Esempio di montaggio



Dettagli tecnici



misure espresse in centimetri

CODICE	A	B	C	D	E
PMD 16XS	11	20	17	4	29
PMD 16S	17	23	17	5	34
PMD 16M	20	24	26	5	45
PMD 16L	20	26	30	6	52

ATTENZIONE: Le performances dei bretellaggi si esplicano se utilizzati in combinazione con cinghia pelvica ed una idonea altezza dello schienale mai superiore a quella delle spalle.

Bretellaggio di stabilizzazione pettorale con cuscinetti di retrazione delle spalle

Fornisce un sostegno solido e stabile anteriore al tronco ed ottimizza la di retrazione delle spalle. Multiregolabile è dotato di fissatore di posizione posteriore che ne consente l'uso in sicurezza.



CODICE	MISURA	INDICAZIONI	N° REGISTRO MINISTERO
PMD 17S	Small	Pediatrica	47179/R
PMD 17M	Medium	Adolesc./ Adulti	47189/R
PMD 17L	Large	Adulti	47191/R


TRONCO - SPALLE
BRETELLAGGIO DI STABILIZZAZIONE PETTORALE
CON CUSCINETTI DI RETRAZIONE DELLE SPALLE

Esempio di montaggio



Dettagli tecnici

misure espresse in centimetri



CODICE	L	H
PMD 17S	16	18
PMD 17M	18	20
PMD 17L	23	23

Bretellaggio di retrazione con tiranti elastici ed aggancio pettorale

Dotato di cuscinetti imbottiti e tiranti elastici tensionabili accompagna piccoli ranges di movimenti.

A scelta si può agganciare anteriormente o se necessario si può incrociare.



CODICE	MISURA	INDICAZIONI	N° REGISTRO MINISTERO
PMD 21XS	Extra Small	Pediatrica	47159/R
PMD 21S	Small	Adolescenti	47171/R
PMD 21M	Medium	Adolesc./ Adulti	47174/R
PMD 21L	Large	Adulti	47175/R

TRONCO SPALLE
BRETELLAGGIO DI RETRAZIONE
CON TIRANTI ELASTICI ED AGGANCIAMENTO PETTORALE

Esempio di montaggio



Dettagli tecnici

misure espresse in centimetri



CODICE	L	H
PMD 21XS	4	25
PMD 21S	4	35
PMD 21M	6	40
PMD 21L	6	45

H = altezza cuscinetto imbottito
L = larghezza cuscinetto imbottito



PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:



Via A. Montagna - Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - Italy
tel. (+39) 0831 77 78 40
fax (+39) 0831 73 07 39
info@promedicare.it
www.promedicare.eu