

Thinking

VersaInserto[®]
SEATING SOLUTIONS


SEAT & BACK



2 A Teschio e denti, 1489.

R.I. 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'i vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.



POSTURA PER PASSIONE DA OLTRE 20 ANNI
SOLUZIONI POSTURALI PER UTENTI CON SPINA BIFIDA

POSTURA PER PASSIONE DA OLTRE 20 ANNI

SOLUZIONI POSTURALI SELEZIONATE PER GLI UTENTI CON SPINA BIFIDA E (MMC), MALFORMAZIONE DI CHIARI II E IDROCEFALO, SINDROME DI TETHERED CORD.



SVILUPPATE INSIEME AI CLINICI E AGLI UTENTI PER:

ESSERE UTILIZZATE ANCHE IN COMBINAZIONE CON ORTESI

MIGLIORARE LA FUNZIONE DI SPINTA E LE ADL (ACTIVITIES DAILY LIVING)

MINIMIZZARE L'INSTABILITÀ POSTURALE DURANTE I MOVIMENTI E FAVORIRE IL COORDINAMENTO MUSCOLARE

FAVORIRE I TRASFERIMENTI DA E PER LA CARROZZINA

MASSIMIZZARE LA CAPACITÀ DI SPINTA DELLA CARROZZINA

PREVENIRE E CONTENERE LE SPASTICITÀ

ADATTARSI ED ESSERE MODIFICATE ANCHE DOPO LA CONSEGNA


MIGLIORARE L'USO ED IL COORDINAMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI

PREVENIRE DOLORI DI ORIGINE POSTURALE

RIDURRE IL CARICO ASSISTENZIALE

SCHIUME POLIMERICHE ACCURATAMENTE SELEZIONATE....

KIT STRUTTURALE per la costruzione della seduta individuale allestita e approntata sull'utente





Polietilene combinato in differenti densità

Assorbe le vibrazioni e risponde con lento ritorno di memoria alle deformazioni. Estremamente leggero, permette modifiche con cutter.


KIT DI IMBOTTITURA *Forme Libere* per garantire perfetta aderenza al kit strutturale, al corpo e ai movimenti



Schiama poliuretanicu espansa flessibile ed elastica che supporta il movimento
Permette il ricircolo dell'aria.



Schiama poliuretanicu viscoelastica flessibile a celle aperte
Antivibrante ed ammortizzante.



Schiama poliuretanicu antidecubito a ritorno lento di memoria
Aiuta la distribuzione delle pressioni e si adatta alla morfologia.

MATERIALI TESTATI PER OLTRE 15 ANNI

...E COMBINATE PER

ALLEVIARE I CARICHI PRESSORI E PREVENIRE LE UDP (ULCERE DA PRESSIONE)

PROTEGGERE LE AREE NON SENSIBILI

MINIMIZZARE GLI EFFETTI DELLE PERTURBAZIONI AMBIENTALI

ACCOGLIERE, SOSTENERE E COMPENSARE MORFOLOGIE IRREGOLARI E PROTRUSIONI

PREVENIRE ED ALLINEARE LE DEFORMITÀ


ADERIRE ALLA MORFOLOGIA DELL'UTENTE SIA IN STATICA CHE IN DINAMICA SENZA PERDERE LE PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE





PTS Pelvic Total Support

Perfetta aderenza all'anatomia del bacino di uomini, donne e bambini e dei segmenti ad esso correlati. Induce la risposta attiva del sistema muscolo scheletrico. La distribuzione dei carichi fornita dal PTS riduce lo stress meccanico nei tessuti profondi ed introduce benefici nella prevenzione delle ulcere da decubito.





KIT STRUTTURALE PER CREARE LA FORMA E LA BASE STABILE

Personalizzazioni e modificazioni adattabili alle evoluzioni morfologiche dell'utente.



IMBOTTITURA *Forme Libere*


L'innovativa imbottitura modulare per immergersi nel massimo comfort con protezione sicura. Kit imbottitura per distribuire i carichi in relazione al controllo posturale, lavabile a 60°



**STRUTTURA E IMBOTTITURA VENTILATE =
PREVENZIONE MACERAZIONE TISSUTALE**

Risultati Test


La distribuzione delle pressioni oscilla in un intervallo compreso tra i 0,20 PSI e i 3,87 PSI (9,83 mmHg e 126,79 mmHg), i colori evidenziano la distribuzione dei picchi pressori sul cuscino. Dall'immagine si evince una completa aderenza ed elevata superficie di appoggio dell'anatomicità del bacino alla seduta (superficie in blu).



- ✓ Utenti a LIEVE rischio sviluppo UDP
- ✓ Suggesta anche in combinazione con ortesi e tutori per arti inferiori/ bacino e bacino/rachide

PRATICO
inserto
SEAT

Unità Posturale Bacino per Bambini ed Adulti



SCARICO COCCIGEO/SACRALE E ISCHIO/TROCANTERICO PERSONALIZZABILE



KIT DI IMBOTTITURA **Forme Libere** E KIT STRUTTURALE CON FORI PER LA VENTILAZIONE



LEGERISSIMO, STABILIZZANTE E MANEGGEVOLE

- ✓ Utenti a MEDIO rischio sviluppo UDP
- ✓ Suggesta anche in combinazione con ortesi e tutori per arti inferiori/ bacino e bacino/rachide

MODO
inserto
SPINE

Unità Posturale Bacino per Bambini ed Adulti



ALTEZZA E LUNGHEZZA ANTERIORE PERSONALIZZABILE, SCARICO TROCANTERICO/COCCIGEO/SACRALE PRESAGOMATO



KIT DI IMBOTTITURA **Forme Libere** PROTETTIVA ED AMMORTIZZANTE



LEGERISSIMO, COMODO, SICURO, BASSO PROFILO LATERALE

- ✓ Utenti ad ALTO rischio sviluppo UDP
- ✓ Suggesta anche in combinazione con ortesi per il rachide

NOVO
inserto
SPINE

Unità Posturale Bacino per Bambini ed Adulti



SCARICO COCCIGEO/SACRALE/BASSO LOMBALE E ISCHIO/TROCANTERICO PERSONALIZZABILE, SCARICO DEI GENITALI



KIT DI IMBOTTITURA **Forme Libere** PROTETTIVA ED AMMORTIZZANTE



STABILITÀ E CONTROLLO POSTURALE

- ✓ Utenti ad ALTO rischio sviluppo UDP
- ✓ Suggesta anche in combinazione con ortesi per il rachide

NAUCO
inserto
SEAT

Unità Posturale Bacino per Bambini ed Adulti



SCARICO COCCIGEO/SACRALE/ LOMBALE E ISCHIO/TROCANTERICO PERSONALIZZABILE



KIT DI IMBOTTITURA **Forme Libere** E KIT STRUTTURALE CON FORI PER LA VENTILAZIONE



STABILITÀ E CONTROLLO POSTURALE, ECCEZIONALE CONTROLLO FEMORALE

DAL BACINO AL TRONCO

Abilità, funzione e postura strettamente collegate, abbinate al massimo confort
La postura del tronco inizia dal bacino. Dal P.T.S. (Pelvic Total Support) la naturale evoluzione T.T.S. (Trunk Total Support). Controllo latero-posteriore del tronco perfettamente adattabile.



TTS Trunk Total Support

Perfetta aderenza al rachide lungo tutti i suoi tratti, i suoi piani, ed i segmenti ad esso correlati, per garantire le performance funzionali e FORME ACCOLTE sempre. La distribuzione dei carichi d'appoggio fornita dal TTS è sinonimo di comfort.

Intervento posturale combinato



Rachide Cervicale
Rachide toracico
Rachide lombare
Sacro



Articolazione spalla
Cassa toracica
Bacino

KIT STRUTTURALE

costituito da una base di costruzione ed inserti modulari presagomati

- ✓ Utenti ad ALTO rischio sviluppo UDP rachidee
- ✓ Suggesta anche in combinazione con ortesi per il rachide
- ✓ Scarico rachideo adattabile a gibbi e protrusioni



Unità Posturale Tronco per Bambini ed Adulti



KIT STRUTTURALE ADATTABILE, REGOLABILE IN ALTEZZA E LARGHEZZA



IMBOTTITURA PROTETTIVA ED AMMORTIZZANTE



RIVESTIMENTO ELASTICO E LAVABILE



ASSENZA DI COMPONENTI METALLICI, MASSIMA LEGGEREZZA, INCLINABILE ED A RIGIDITÀ PERSONALIZZATA

- ✓ Utenti con disallineamenti pelvico rachidei medio gravi
- ✓ Non suggestita in combinazione con ortesi per il rachide



Unità Posturale Tronco per Bambini ed Adulti



CONTIENE SENZA COSTRINGERE



8 INSERTI MODULARI MODIFICABILI



SUPPORTA L'ANATOMIA

- ✓ Utenti con importanti disallineamenti pelvici e scoliosi
- ✓ Non suggestita in combinazione con ortesi per il rachide



Unità Posturale Tronco per Bambini ed Adulti



CONTROLLO LATERO/POSTERIORE / SUPERIORE DEL BACINO E LATERO POSTERIORE DEL TRONCO



5 INSERTI MODULARI MODIFICABILI



ALLINEA IL TRONCO

Richiedi maggiori informazioni sulle soluzioni e
le pubblicazioni delle ricerche svolte all'indirizzo
info@promedicare.it



PRODOTTO DA:





Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainserito.com
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485
N° 279412 / N° 279411



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserito.com